

GEBRAUCHSANWEISUNG

MINT LAMA

MUSKEL MASSAGE PISTOLE



PRODUKTEINFÜHRUG:

BITTE VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG LESEN

Die MINT LAMA MASSAGE PISTOLE ist ein kabelloses, leichtes Massagegerät, das dabei hilft, Verhärtungen und Verspannungen zu reduzieren und Muskelkater zu lindern, indem es die Durchblutung der Muskeln fördert. Die pulserenden Stöße der Massage Pistole dringen tief in das Gewebe ein und lockern somit das Bindegewebe und die Fazien.

- Kabellos/Aufladbar
2600 x 6 mAh Lithium-Ionen Batterie
- Leichtes Design
2.2 lbs / 1.0 kg

SPEZIFIKATIONEN

Specifications



AUFSÄTZE: (links nach rechts)

- Tree Kopf - Wird für Schulter- und Knochenbereiche verwendet.
- Gabelkopf - Für Nacken/Hals, Wirbelsäule und Achillessehne.
- Flachkopf - Für alle Körperbereiche.
- Kugelkopf (klein) - Für Gelenke, tiefere Gewebeschichten, Triggerpunkte.
- Rundkopf - Für grosse Muskelgruppen wie Arme, Rücken, Hüften, Oberschenkel, Waden.
- Keilkopf - Für kleine Bereiche wie Handflächen, Fusssohlen usw.

1. Fortschrittliche Technologie mit leistungsstarkem, bürstenlosem High-Torque-Motor
2. Austauschbare Massageköpfe
3. Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (mehr als 4 Stunden Nutzungsdauer bei voller Aufladung)
4. Ganganzeige
5. Geschwindigkeitsstufen für optimalen Druck
6. Batterieanzeige
7. AC-Anschluss
8. EIN-/AUS-Schalter

GEBRAUCHSANWEISUNG

AUFLADEN:

1. Schliesse das DC-Ende des mitgelieferten 26V-Adapters an den Ladeanschluss des Akkus an und stecke das AC-Kabel in die Steckdose. Schalte dann den Netzschalter auf "ON" (Ein), um den Ladevorgang zu starten.
2. Die LED-Anzeigen zeigen den Akkustand in Echtzeit an. Während des Ladevorgangs blinken sie, bei vollständiger Ladung leuchten sie dauerhaft.
3. Der Akku kann jederzeit und bei jedem Ladezustand aufgeladen werden, die Massagepistole funktioniert jedoch nicht während des Ladevorgangs.
4. Achtung: Es wird nicht empfohlen, die Batterie vollständig zu entladen, da dies zu Schäden führen kann.
5. Die MINT LAMA Massagepistole hat je nach Geschwindigkeitsstufe eine Laufzeit von 6-12 Stunden. Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden.
6. Beim Einstecken des Adapters in die Steckdose kann ein Funke entstehen, das liegt an einer kurzfristig hohen Stromaufnahme. Dies ist normal und kein Grund zur Sorge.

BEDIENUNG:

1. Schalte den Netzschalter an der Unterseite des Griffs auf "ON" um die Massagepistole einzuschalten. Schalte den Griff auf "OFF" um sie auszuschalten.
2. Wenn die Massagepistole eingeschaltet ist, klicke auf "+" um die Geschwindigkeit zu erhöhen, klicke auf "-" und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Wenn die Massagepistole auf der niedrigsten Stufe ist, kann das "-" geklickt werden um sie auszuschalten. Das blaue LED Licht zeigt die Geschwindigkeit an.
3. Drücke die Pistole leicht auf die gewünschte Stelle und langsam über den Körper, dann passe Druck und Geschwindigkeit nach Belieben an.
4. Wechsel die Aufsätze nicht, während die Massagepistole eingeschaltet ist. Schalte sie aus und dann wechsel die Aufsätze.
5. Es könnte vorkommen, dass ein bisschen Öl auf der Massagepistole ist, das ist das Schmiermittel in der Pistole. Das ist normal.

WARTUNG, REINIGUNG & LAGERUNG

- Verwende ein feuchtes Tuch um die Massagepistole zu reinigen, und dann ein weiches Tuch um es zu trocknen.
- Um es zu lagern oder mitzunehmen, lege es in die entsprechende Box
- Bei Nichtgebrauch bitte ausschalten.
- Die Massagepistole nicht auseinander bauen.

VORSICHT:

- Nicht in Wasser verwenden. Fernhalten von Flüssigkeiten und heißen Gegenständen. Ventilation freihalten von Staub.
- Entferne keine Schrauben und zerlege sie nicht.
- Nach dem Aufladen den Adapter ausstecken
- Gebrauch nur für Erwachsene, bei Verletzungen nicht gebrauchen. Vor den Gebrauch soll ein Arzt konsultiert werden.
- Die MINT LAMA Massagepistole funktioniert während dem Aufladen nicht.

SICHERHEITSHINWEISE:

ACHTUNG: UM DAS RISIKO VON ELEKTRISCHEM SCHOCK, FEUER ODER VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE:

- Dieses Gerät ist ausschliesslich für Erwachsene bestimmt.
- Verwenden Sie die Massagepistole nur auf trockener Haut oder über der Kleidung. Bewegen Sie sie mit leichtem Druck etwa 60 Sekunden pro Stelle.
- Setzen Sie die MINT LAMA Massagepistole nur auf weichen Gewebereichen ein, um Schmerzen zu vermeiden. Verwenden Sie sie nicht am Kopf.
- Regulieren Sie den Druck, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
- Blutergüsse können auch bei leichtem Druck entstehen. Beobachten Sie die behandelte Stelle sorgfältig und stoppen Sie die Anwendung bei Schmerzen.
- Halten Sie Haare, Finger und andere Körperteile fern vom Griff und beweglichen Teilen, um ein Einklemmen zu verhindern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen.
- Tauchen Sie die Massagepistole nicht ins Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen gelangt.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und behandeln Sie es nicht unsachgemäss.
- Laden Sie die Massagepistole ausschliesslich mit dem mitgelieferten Ladegerät.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Benutzung sorgfältig.
- Ein eigenständiges Zerlegen oder Auseinanderbauen ist verboten.
- Lassen Sie die Massagepistole weder im eingeschalteten noch im ladenden Zustand unbeaufsichtigt.

WICHTIGER HINWEIS/ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

VERWENDE DIE MASSAGEPISTOLE ODER ANDERE VIBRATIONSGERÄTE NICHT, OHNE VORHER DIE ZUSTIMMUNG DEINES ARZTES EINZUHOLEN, WENN EINER DER FOLGENDEN PUNKTE AUF DICH ZUTRIFFT:

- Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Herzschrittmacher, kürzliche Operation, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Spondylose oder Spondylitis, kürzlicher Gelenkersatz oder IUDs (Spirale), Metallstifte oder -platten oder andere gesundheitliche Bedenken.
- Gebrechliche Personen und Kinder sollten bei der Verwendung der Massagepistole von einem Erwachsenen begleitet werden.

- Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass du grundsätzlich keine Vibrations - oder Bewegungstherapie anwenden dürfen. Wir empfehlen jedoch dringend, vorher einen Arzt zu konsultieren.
- Laufende Forschung untersucht derzeit die Auswirkungen von Vibrationstraining auf bestimmte medizinische Erkrankungen. Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass sich die Liste der oben genannten Kontraindikationen künftig verkürzt. Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass die Integration von Vibrationstraining in einen Behandlungsplan in einigen Fällen sinnvoll ist. Dies darf jedoch nur auf Anraten und in Begleitung eines Arztes, Facharztes oder Physiotherapeuten erfolgen.

RECHTLICHER HINWEIS:

Alle Inhalte enthalten keinerlei Heilversprechen. Die Diagnose und Behandlung von Krankheiten oder anderen körperlichen Beschwerden erfordert eine Behandlung durch einen Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten.

Die Angaben dienen ausschliesslich der Information und dürfen nicht als Ersatz für eine persönliche medizinische Behandlung verstanden werden. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch sorgfältige Untersuchung, und falls erforderlich nach Rücksprache mit einem Spezialisten festzustellen, ob die Anwendung für seinen spezifischen Fall geeignet ist. Jede Anwendung erfolgt auf eigenes Risiko des Anwenders. Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeglichen Heilversprechen oder Zusagen.